

**Therapiesicherheit /**  
**Therapy safety**  
**by...**

*flexible handling of  
sensitive pharmaceuticals*


## **Spike – Entnahme Systeme** **Spike – Withdrawal Systems**

RoweBagSpike

RoweBagSpike SV

RoweBagSpike DC

RoweBagSpike Chemo SV



# Produktgruppe

## Entnahme Spike

### für das Fluidmanagement

# Product group


## Withdrawal Spike

### for fluid management

Flüssigkeitsentnahmspike zur komfortablen Entnahme aus Beuteln, bakterienfreie Belüftung mit hydrophoben Bakterienfilter

*Spike for comfortable withdrawal and aspiration of solutions, drugs and toxic substances out of bags, bacteria-free air venting*

- Große Spikeöffnung zur schnellen Flüssigkeitsentnahme
  - Sicherer Halt in dem Medikamentenbeutel durch stabilen Dorn
  - Optimaler Schutz vor Nadelstichverletzungen des Anwenders durch Needlefree - Konnektion
  - Kontaminationsschutz durch geschlossenes System mit Sicherheitsventil
  - Kundenspezifisch optimierte Schlauchlängen und Materialien
  - Schlauchklemme optional
  - Latex, PVC und DEHP frei
- *Large spike opening for a fast liquid emptying of bags*
  - *Optimized grip in the bags due to thicker spike*
  - *Optimum protection against needle stick injury of the user through the Needlefree - connection*
  - *Protection against contamination due to closed system with safety valve*
  - *Customer optimized hose lengths and materials*
  - *Optionally with hose clamp*
  - *Latex, PVC and DEHP - free*



Examples of product variants

RoweSpike <i>RoweSpike</i>	Artikel Nr. <i>Article no.</i>	Schlauch <i>Tubing</i>	Ventil <i>Valve</i>	Schlachklemme <i>Hose clamp</i>	Be- / Entlüftungsfilter <i>Ventilation filter</i>	Einstechnadel <i>Spike</i>
RoweBagSpike	A-2500	(3.0 x 4.1 x 60) mm	x	✓	1.2 µm	Plastic spike
RoweBagSpike SV	A-2501	(3.0 x 4.1 x 60) mm	✓	x	1.2 µm	Plastic spike
RoweBagSpike DC	A-2505	(3.0 x 4.1 x 60) mm	✓	x	1.2 µm	Plastic spike
RoweBagSpike Chemo SV	A-2506	(3.0 x 4.1 x 60) mm	✓	✓	-	Plastic spike

SV = Safety Valve

Individuelle Kundenwünsche können problemlos realisiert werden.  
*Individual customer requirements can be realized easily.*