

**Therapiesicherheit /**  
***Therapy safety***  
***by...***



## **Spike – Filtersysteme**

### ***Spike – Filter Systems***

RoweSpike II  
RoweSpike II 5µm  
RoweSpike II 5µm MK  
RoweSpike II Micro 5µm  
RoweSpike II Chemo  
RoweSpike II Chemo MK  
RoweSpike II Micro Chemo

# Produktgeneration

## Entnahme Spike für das Fluidmanagement

# Product generation

## Withdrawal Spike for fluid management

Flüssigkeitsentnahme- und Aspirationsspike zur Entnahme aus Vorratsflaschen, bakterienfreie Belüftung mit hydrophoben Bakterienfilter 0.1 µm

*Spike for repeated withdrawal and aspiration of solutions, drugs and toxic substances, with 0.1 µm hydrophobic bacteria filter*

- Kleines Füllvolumen
  - Geringe Einstichkräfte
  - Gutes Aufziehverhalten
  - Einfache Handhabung durch ergonomisches Design
  - Simple Einhandbedienung der Schutzkappe
  - Kontaminationsschutz durch Schutzkappe
  - Unterschiedliche Membrantypen
  - Verschiedene Varianten
  - Latex und PVC frei
- *Low priming volume*
  - *Low piercing forces*
  - *Easy admission*
  - *Easy handling due to ergonomic design*
  - *Simple one-hand handling of safety snap cap*
  - *Protection against contamination through safety snap cap*
  - *Different membran types*
  - *Different variants*
  - *Latex- and PVC- free*



| RoweSpike<br><i>RoweSpike</i> | Artikel Nr.<br><i>Article no.</i> | Partikelfilter<br><i>Particle filter</i> | Be- / Entlüftungsfiter<br><i>Ventilation filter</i> | Einstechspitze<br><i>Spike</i> |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| RoweSpike II                  | A-6425                            | -                                        | 0.1 µm                                              | Plastic spike                  |
| RoweSpike II 5µm              | A-6426                            | 5 µm                                     | 0.1 µm                                              | Plastic spike                  |
| RoweSpike II 5 µm MK          | A-6430                            | 5 µm                                     | 0.1 µm                                              | Metal cannula                  |
| RoweSpike II Micro 5 µm       | A-6436                            | 5 µm                                     | 0.1 µm                                              | Metal cannula                  |
| RoweSpike II Chemo            | A-6427                            | 5 µm                                     | 0.1 µm                                              | Plastic spike                  |
| RoweSpike II Chemo MK         | A-6431                            | 5 µm                                     | 0.1 µm                                              | Metal cannula                  |
| RoweSpike II Micro Chemo      | A-6437                            | 5 µm                                     | 0.1 µm                                              | Metal cannula                  |

Individuelle Kundenwünsche können problemlos realisiert werden  
*Individual customer requirements can easily be realized*