

Symbolerläuterung / description of symbols

Kennzeichnung, Warnhinweise, Anwendungs- und Lagerhinweise
labeling, warnings, instructions for use and storage

Symbole / symbols	Beschreibung / description	Symbole / symbols	Beschreibung / description
	Bestellnummer / order number		Chargenbezeichnung / batch code
	Herstellungsdatum / date of manufacture		Hersteller / manufacturer
	Nicht wiederverwenden / do not re-use		Nicht erneut sterilisieren / do not re-sterilize
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Do not use if packaging is damaged.		Verwendbar bis (JJJJ-MM-TT oder JJJJ-MM) use by (YYYY-MM-DD or YYYY-MM)
	Stückzahl / units		Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren keep away from sunlight
	Trocken aufbewahren / keep dry		Temperaturbegrenzung / temperature limit
	Produkt ist steril / product is sterile		Nicht steril / non-sterile

Symbole / symbols	Beschreibung / description
	Sterilisation mit Ethylenoxid / sterilized using ethylene oxide
	Sterilisation durch Bestrahlung / sterilized using radiation
	Produkt enthält Phthalate (DEHP) / product contains phthalate (DEHP)
	Produkt enthält Naturkautschuk / product contains natural rubber
	Produkt enthält keine Phthalate (DEHP); ersetzt product does not contain phthalate (DEHP); substitute for
	Produkt enthält kein PVC / product does not contain PVC
	Produkt ist frei von Naturkautschuk; ersetzt product without natural rubber; substitute for
	Produkt enthält kein Bisphenol A (BPA) / product does not contain bisphenol A (BPA)
	Achtung! Verweis auf Warnhinweise in Gebrauchsanweisung Attention! Consult warning notices in instructions for use.
	Gebrauchsanweisung beachten / consult instructions for use
	Betriebsdruck / operating pressure
	GOST-R Zertifizierung für die Russische Föderation / GOST-R certification for Russian Federation
	Der Grüne Punkt - Beteiligung am Dualen System Deutschland GmbH Participation to the German green dot system
	Flüssigkeitsfilter mit Angabe der Porengröße in μm (Materialangabe der Filtermembran unter dem Symbol) liquid filter with pore size in μm (material specification of the filter membrane below the symbol)
	Abmessungen des Schlauches (Materialangabe und Länge des Schlauches unter dem Symbol) dimensions of tube (material specification and length of the tube below the symbol)
	Produkt enthält ein Einwegventil das den Durchfluss in nur eine Richtung ermöglicht product includes a one-way valve that allows flow in only one direction
	Nur nach Verschreibung durch den Arzt law restricts this to sale by or on the order of a physician
	Anwendungsteil des Typs BF (B=Körper; F=nicht geerdetes Anwendungsteil) type BF applied part (B=Body; F=Floating applied part)
	CE-Zeichen des Herstellers, Zertifiziert nach EN ISO 13485; Richtlinie 93/42/EWG Indicates that the device conforms to the requirements of the European Medical Device Directive 93/42/EEC and EN ISO 13485.