

































**Symbolerläuterung / description of symbols**  
Kennzeichnung, Warnhinweise, Anwendungs- und Lagerhinweise  
*labeling, warnings, instructions for use and storage*

Symbole / symbols	Beschreibung / description
	Bestellnummer / <i>order number</i>
	Chargenbezeichnung / <i>batch code</i>
	Herstellungsdatum / <i>date of manufacture</i>
	Verwendbar bis (JJJJ-MM-TT oder JJJJ-MM) / <i>use by (YYYY-MM-DD or YYYY-MM)</i>
	Hersteller / <i>manufacturer</i>
	Nicht wiederverwenden / <i>do not re-use</i>
	Nicht erneut sterilisieren / <i>do not re-sterilize</i>
	CE-Zeichen des Herstellers, Zertifiziert nach EN ISO 13485; Richtlinie 93/42/EWG <i>Indicates that the device conforms to the requirements of the European Medical Device Directive 93/42/EEC and EN ISO 13485.</i>
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. / <i>Do not use if packaging is damaged.</i>
	Produkt enthält Phthalate (DEHP) / <i>product contains phthalate (DEHP)</i>
	Produkt enthält Naturkautschuk / <i>product contains natural rubber</i>
	Produkt enthält keine Phthalate (DEHP); ersetzt <i>product does not contain phthalate (DEHP); substitute for</i> 
	Produkt enthält kein PVC / <i>product does not contain PVC</i>
	Produkt ist frei von Naturkautschuk; ersetzt <i>product without natural rubber; substitute for</i> 
	Produkt enthält kein Bisphenol A (BPA) / <i>product does not contain bisphenol A (BPA)</i>
	Achtung! Verweis auf Warnhinweise in Gebrauchsanweisung <i>Attention! Consult warning notices in instructions for use.</i>
	Gebrauchsanweisung beachten / <i>consult instructions for use</i>
	Stückzahl / <i>units</i>
	Sterilisation mit Ethylenoxid / <i>sterilized using ethylene oxide</i>
	Sterilisation durch Bestrahlung / <i>sterilized using radiation</i>
	Trocken aufbewahren / <i>keep dry</i>
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren / <i>keep away from sunlight</i>
	Temperaturbegrenzung / <i>temperature limit</i>
	Betriebsdruck / <i>operating pressure</i>
	GOST-R Zertifizierung für die Russische Föderation / <i>GOST-R certification for Russian Federation</i>
	Der Grüne Punkt - Beteiligung am Dualen System Deutschland GmbH <i>Participation to the German green dot system</i>
	Flüssigkeitsfilter mit Angabe der Porengröße in $\mu\text{m}$ (Materialangabe der Filtermembran unter dem Symbol) <i>liquid filter with pore size in <math>\mu\text{m}</math> (material specification of the filter membrane below the symbol)</i>
	Abmessungen des Schlauches (Materialangabe und Länge des Schlauches unter dem Symbol) <i>dimensions of tube (material specification and length of the tube below the symbol)</i>
	Produkt enthält ein Einwegventil das den Durchfluss in nur eine Richtung ermöglicht <i>product includes a one-way valve that allows flow in only one direction</i>
	Anwendungsteil des Typs BF (B=Körper; F=nicht geerdetes Anwendungsteil) <i>type BF applied part (B=Body; F=Floating applied part)</i>