



Breites IV-Filterangebot

Die mehrfach validierten IV-Filter der Rowe-Med AG werden sowohl bei namhaften Pharmaunternehmen als auch im Klinikbereich eingesetzt. Die Produktvielfalt erstreckt sich über IV-Filter in verschiedenen Größen von 2,0 bis 13,5 cm² Filterfläche. Das hydrophile Membranmaterial der IV-Filter besteht in der Standardversion wahlweise aus positiv geladener oder ungeladener Nylonmembran, PET oder PES. Die hydrophoben Filter enthalten PTFE-Membranen.



Das hydrophile Membranmaterial der IV-Filter besteht in der Standardversion wahlweise aus positiv geladener oder ungeladener Nylonmembran, PET oder PES. Die hydrophoben Filter enthalten PTFE-Membranen.



Rowemed AG

Bahnhofstr. 11, 34212 Melsungen

Tel./Fax. +49-5661-92095-6/-7

www.rowemed.de